

Ваши индивидуальные опции

Индивидуальные дополнительные опции и оборудование, входящее в базовую комплектацию

Кресло пациента	Intego	Intego Pro
Функция памяти 4 положений кресла	■	■
Центральная распределительная коробка	■	■
Подъемная система кресла 140 кг	■	—
Подъемная система кресла 185 кг	—	■
Плоский подголовник	■	■
Двухшарнирный подголовник	□ Er	□
Обивка «Премиум»	■	■
Комфортная обивка	□	□
ErgoMotion	□ Er	□
Ножная педаль перекрестного действия	□	■
Подушка для детей и пациентов небольшого роста	□	□
Правый подлокотник	□ Er	□
Левый подлокотник	□ Er	□
Разъемы клапанов для подкл. внешн. устройств	□	□
Набор для снижения давления	□	□
Набор для установки крышки	□	□
Отдельная распределительная коробка	□	□
Монтажная плита	□	□

Модуль врача	Intego	Intego Pro
Регулируемый по высоте кронштейн с пневматическим тормозом	■	■
5 позиций инструментов	■	■
Дополнительный держатель для камеры (TS)	—	□
Комплект 2 приводов бора (без оптоволокну)	■	■
Пневматическая педаль ножного управления	■	■
Электрическая педаль ножного управления C+	□ A, I, T	□ S, A, I
Интерфейс EasyPad (2 пользователя)	■	■
Интерфейс EasyTouch (4 пользователя)	□ T	□ A, I
Пустер Sprayvit E с подсветкой	□ A, I	□ S, A, I
Пустер Sprayvit E с подсветкой (вода слева)	□ A, I	□ S, A, I
3-канальный пустер «вода-воздух»	□ S	—
Турбинный шланг с подсветкой	□ 2xS, A, I, T	□ S, A, I
Турбинный шланг Borden	□	—
1-й микромотор BL ISO E со шлангом	□ A, I, T	□ S, A, I
2-й микромотор BL ISO E со шлангом	□	□ I
Ультразвуковой скейлер Sirosonic L	□ I	□ A, I
3-й привод бора	□	□ I
Полимеризационная лампа Satelec Mini LED	—	□
Подсветка для турбины и Sprayvit E	□ S, A, I, T	■
Функция контроля крутящего момента	□ E	□ E
eControl: диапазон скорости 100–40000 об/мин	□ E	□ E
Апекслокатор	□ E	□ E
Угловой наконечник ENDO 6:1	□ E	□ E
Негатоскоп (для панорамных снимков)	□	□
Функции промывки и ручной санации	□	■
Силиконовый коврик для модуля врача (TS)	□	□
Держатель стандартного поддона (CS)	□	□
Держатель 2 стандартных поддонов (TS/CS)	□	□
Силиконовый коврик для модуля врача (CS)	□	□
Съемные силиконовые чехлы для ручек	□	□

- Входит в базовую комплектацию.
- Опция.
- Отсутствует/неприменимо.
- SiR

 Пакет Sivation Ready.
- SiS

 Пакет Sivation Start.
- SiS*

 Пакет Sivation Start с монитором.

S

 Пакет Start.

A

 Пакет Advance.

I

 Пакет Innovation.

E

 Пакет Endo Pro.

Er

 Пакет Ergo.

T

 Пакет Touch Plus.

Модуль ассистента	Intego	Intego Pro
Вариант «Компакт» с поворотным держателем на гидроблоке	■	■
Вариант «Комфорт» на кронштейне с широким диапазоном поворота	□	□
4 позиции для инструментов	■	■
Слюноотсос и пылесос	■	■
Пустер Sprayvit E с подсветкой	□	□ I
Пустер Sprayvit E с подсветкой (вода слева)	□	□ I
3-канальный пустер «вода-воздух»	□	—
2-й пылесос	□	□
Полимеризационная лампа Satelec Mini LED	□	□
Панель управления	□	□
Подсветка для Sprayvit E	□	■
Силиконовый коврик для варианта «Комфорт»	□	□

Гидроблок	Intego	Intego Pro
Интегрированная система дезинфекции	—	■
С подключением бутылки для чистой воды	■	—
Ручная поворотная плевательница	■	■
Белая чаша плевательницы	—	■
Стеклопанельная чаша плевательницы	—	□
Гидроблок без плевательницы	□	□
Стандартная влажная аспирация	■	—
Автоматическая влажная аспирация	□	—
Клапан выбора места	□	■
Клапан плевательницы для влажной аспирации	□	□
Автоматический отделитель	□	□
Отделитель амальгамы	□	□
Бутылка для чистой воды без переключателя	□	—
Бутылка для чистой воды с переключателем	□	—
Система постоянной дезинфекции с функцией длительной стерилизации и санации	—	□
Нагреватель воды	□	■
Система промывки аспирационных шлангов	□	■
Очистка аспирационных шлангов с использованием химических средств	—	□

Операционный светильник	Intego	Intego Pro
LEDlight	□ S, A	□
LEDview Plus	□ I, T	□
LEDview Plus с креплением на потолке	□	□
LEDview Plus/Heliodent Plus с креплением на потолке	□	□
Heliodent Plus с креплением на установке	□	□

Система коммуникации с пациентом	Intego	Intego Pro
USB-интерфейс на модуле врача/ассистента	□ SiR, SiS	□ SiR, SiS
SiroCam F	□ SiS	□ SiS
SiroCam AF	□	□
SiroCam AF+	□	□
Крепление монитора на стойке светильника	□ SiS	□ SiS
Монитор 22" с интегрирован. блоком питания*	□ SiS*	□ SiS*
Сетевой интерфейс	□ SiR, SiS	□ SiR, SiS

Доступность опций и функций варьируется в зависимости от страны.