

# KaVo Primus™ 1058 Life

## На него можно положиться

### Качество, проверенное временем

С какими бы задачами вы ни сталкивались в своей работе, вы можете быть уверены в Primus™ 1058 Life.


Наслаждайтесь его исключительной надежностью каждый день. Primus™ 1058 Life был разработан с акцентами на функциональную надежность и максимальную экономическую эффективность. Продемонстрируйте свою способность к выгодным инвестициям и присоединяйтесь к тысячам стоматологов по всему миру, которые говорят, что их Primus™ 1058 Life «работал, работает и будет работать».

KaVo Primus™ 1058 Life.  
Доказанное качество.  
Обновленное.  
Доверьтесь нам.



9

10



7

3

1

4





## Краткий обзор ВСЕХ НОВИНОК

### Новое кресло пациента. Безопасно и расслабленно

1. Еще более обтекаемый дизайн современного белоснежного кресла.
2. Максимальная нагрузка до 185 кг.
3. Интегрированное движение Тренделенбурга для комфорта пациента.
4. Расширенный диапазон верхнего и нижнего положений.

### Новые элементы врача и ассистента. Простота и легкость

5. Современный дизайн нового элемента врача.
6. Улучшенная концепция управления включает в себя больше кнопок прямого выбора.
7. Элемент ассистента с четко структурированной пленочной клавиатурой и удобным управлением.

### Мультимедийная система CONEXIO: все уже готово

8. KaVo EGROcam One – простая в использовании интраоральная камера.
9. Новые мониторы высокого разрешения KaVo Screen HD 19" и 22".
10. Новое программное обеспечение CONEXIO объединяет в единую уникальную систему управление данными пациента, хранилище 2D-изображений и снимки с интраоральной камеры в режиме реального времени.

# KaVo Primus™ 1058 Life

Возвращение легенды



KaVo Primus™ 1058 Life  
с верхней подачей инструментов



KaVo Primus™ 1058 Life  
с нижней подачей инструментов



Подвижный напольный  
элемент врача  
KaVo Primus™ 1058 Life



## KaVo Primus™ 1058 Life в базовой комплектации TM

Кат. № 1.010.5000 TM Life

## KaVo Primus™ 1058 Life в базовой комплектации S

Кат. № 1.010.5000 S Life

## KaVo Primus™ 1058 Life в базовой комплектации C

Кат. № 1.010.5000 C Life

### Элемент врача

Блок врача нового поколения со встроенной функцией MEMOdent.

- Верхняя/нижняя подача инструментов или передвижной модуль Cart.
- Держатель шлангов на 5 инструментов.
- 3-х функциональный пистолет «вода-воздух» для врача.
- Турбинный шланг с разъемом Midwest® и с подсветкой.
- Электрический бесщеточный электромотор с подсветкой INTRA LUX KL 703 и шлангом.
- Система управления MEMOdent.



### Элемент ассистента

- Держатель для 4 инструментов.
- Пульт управления, регулируемый по вертикали и горизонтали.
- Панель управления функциями установки Comfort.
- Шланг слюноотсоса.
- Шланг мощного пылесоса.



# ПОВЫШЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

с **расширенной гарантией** KaVo!



Получите подробную информацию о расширенной гарантии KaVo у авторизованных дилеров KaVo в регионах или в сервисной службе KaVo.

## Кресло пациента

- Мягкая обивка – 15 цветов на выбор.
- Спинка Progress.
- Новое кресло пациента с бесшумными моторами и повышенной грузоподъемностью 185 кг.
- Новая анатомическая концепция.
- Движение Тренделенбурга.
- Двухсуставной подголовник с винтовой фиксацией.
- 2 подлокотника.
- Функция VACUstop – экстренная остановка вакуума.



## Светильник KaVoLUX® 540 LED

- Бесконтактный бестеневого светодиодный 5-точечный светильник 8000–40000 лк с режимом COMPOsave для работы со светочувствительными композитными материалами (8000–15000 лк) с 5-ступенчатой регулировкой яркости на элементах врача и ассистента.
- Регулировка цветовой температуры.



Цвета лака  
(в базовой комплектации)



Белоснежный  
(стандарт)

Цвета лака  
(опция)



Коньячный



Оранжевый



Зеленое  
яблоко



Синий  
океан

Цвета лака металллик  
(опция)



Темно-  
синий  
металлик



Дымчато-  
синий  
металлик



Серебри-  
сто-голубой  
металлик



Серебри-  
стый  
металлик



Ягодный  
металлик



Шоколадно-  
коричневый  
металлик

Цвета обивки  
кресла пациента  
(в базовой комплектации)



Черный  
№ 33



Мятный  
№ 38



Темно-синий  
№ 39



Антрацит  
№ 46



Оранжевый  
№ 59



Ягодный  
№ 60



Шоколадный  
№ 62



Рубиново-  
красный  
№ 63



Синий океан  
№ 64



Дымчато-  
синий  
№ 66



Коньячный  
№ 67



Изумрудно-  
зеленый  
№ 69



Жемчужно-  
серый  
№ 45



Пурпурно-  
красный  
№ 52



Раститель-  
ный зеленый  
№ 70

## Гидроблок

- Съемная поворотная фарфоровая плевательница.
- Набор для подключения внешней влажной помпы.
- Система автономной подачи чистой воды.
- Стойка с заготовленным отверстием для крепления мультимедийной системы и светильника.
- Функция автоматического промывания отсасывающей системы HYDROclean.
- Устройство промывания шлангов системы отсасывания AQUAmat.
- Цвет лака – белоснежный.



## Многофункциональная ножная педаль

(входит в базовую комплектацию)

Многофункциональная ножная педаль KaVo для не требующих усилий управления и настройки функций инструментов, а также для настройки положений кресла.

Крестообразный выключатель для управления креслом пациента

Автоматически регулируемое положение кресла пациента

Предварительный выбор распыления спрея (опция)



Скоба для ношения с переключателем для аварийного отключения

Автоматически регулируемое положение кресла пациента

Предварительная установка левого вращения мотора

Струя воздуха (опция)

Педаль включения инструментов и регулирования числа оборотов/интенсивности вращения

—•— Функции только при вынутых инструментах.

—•— Функции только при вложенных инструментах.

# Опции к установке KaVo Primus™ 1058 Life

Наименование	Артикул
Мотор бесщеточный KL 703 LED с функцией эндодонтии	0321703
Турбинный шланг с подсветкой и переходником 465 LED	0321132 LED
Кронштейн для двойного стандартного подноса	0321903 Primus
Набор двойных стандартных подносов (цена замены)	0321942
Негатоскоп панорамный	0321914
Функция программирования MEMOSpeed (стоимость при удалении опции из базы)	0321152
Адаптер парковочного места для многофункционального шприца и интраоральной камеры (Т/С)	0321925
USB-выход	0321900
COMFORTbase 404 L с наконечником COMFORTdrive® 200 XD	0321139 + 1.000.5500
Ультразвуковой скейлер со светодиодной подсветкой PiezoLED® с 3 гигиеническими насадками	0321141
Ультразвуковой скейлер без подсветки PIEZOsoft с одной насадкой	0321148
Полимеризационная лампа Satelec Mini LED для S-версии (на блоке врача)	0321134
Сервисный стол 1568 (только для версии Cart)	0321120
Вторая ручка (слева) на блоке врача S-версии	0321912
Многофункциональный шприц (подогрев, подсветка) со шлангом (стоимость замены)	0321131
Подогрев спрея для инструментов	0321905
Держатель для сбора отходов	0321915
3-функциональный шприц ассистента со шлангом	0322130
Набор подносов (держатель + поднос)	0322902
Клапан отключения шлангов аспирационной системы	0323957
Поворотный блок ассистента направо и налево (при выборе установки блок врача справа)	0322002
Многофункциональный шприц (подогрев, подсветка) со шлангом	0321131 Life
2-й шланг слюноотсоса	0322141
Комплект слюноотсоса (разряжение создается за счет проходящего давления воды)	0323425
Набор держателя для DIAGNOdent	0322911
Полимеризационная лампа Satelec Mini LED	0322134
Подогрев воды для полоскания	0323953
Блок DVGW для центр. системы водоснабжения, включая функцию интенсивной дезинфекции без держателя инструментов	0323413
Компактный блок подачи воды без DVGW для центральной системы водоснабжения (замена)	0323411
Держатель инструмента для интенсивной дезинфекции (только с блоком DVGW)	0323959
Набор сепаратора Durr CS1, включая коллектор твердых частиц (артикул для замены)	0323422
Набор коллектора твердых частиц (цена замены)	0323424
Набор клапанов аспирационной системы (только при заказе вместе с набором коллектора твердых частиц 0323424)	0323958
Набор клапанов давления аспирационной системы	0323954
Стандартная стальная плита	0323455
Стальная плита для установки со стойкой KaVo Centro®	0323456
Замена беспроводной педали на проводную	0323440
Интерфейс для подключения дополнительных устройств	0323955
Кресло пациента COMPACTchair (артикул замены стандартного кресла)	0324301
Подлокотник левый для кресла COMPACTchair	0324400
Подлокотник правый для кресла COMPACTchair	0324401
Подлокотник левый и правый COMPACTchair	0324402
Двухсуставной подголовник с кнопочной фиксацией (стоимость замены)	0324324
Сервисный бокс пациента (салфетница, столик, подстаканник) на стойке светильника	0330998
Светильник MAIA LED (стоимость замены)	0330055
Стойка светильника для светильников EDI/MAIA	0323467
Окраска гидроблока (на выбор)	
Окраска гидроблока цветами «металлик» (на выбор)	
Мягкая обивка RELAXline graphite*	0320110
Мягкая обивка RELAXline cashmere*	0320111

\*Опция доступна только в сочетании с двухсуставным подголовником с кнопочной фиксацией (арт. 0324324)

# Дополнительные опции на приобретенное ранее оборудование

## Установка KaVo Primus™ 1058 Life

Наименование	Артикул
Набор подключения дополнительного турбинного шланга с соединением MULTIflex® 465 LRN на установку Primus™ 1058 Life TM	1.011.7821
Набор подключения дополнительного турбинного шланга с соединением MULTIflex® 465 LED на установку Primus™ 1058 Life TM	1.011.7824
Набор подключения дополнительного микромотора KL 703 на установку Primus™ 1058 Life TM	1.011.7828
Набор подключения дополнительного турбинного шланга с соединением MULTIflex® 465 LRN на установку Primus™ 1058 Life S	1.011.7820
Набор подключения дополнительного микромотора KL 703 на установку Primus™ 1058 Life S	1.011.7830
Держатель шланга с модулем и функцией фиксации положения для Primus™ 1058 Life S	1.007.8059
Держатель шланга с модулем без функции фиксации положения для Primus™ 1058 Life S	1.007.8078
Набор подключения скейлера PiezoLED® для Primus™ 1058 Life TM/S	1.011.5380
Набор подключения 3-функционального пистолета для ассистента	1.008.0378
Набор для подключения полимеризационной лампы Satelec Mini LED для ассистента	1.008.0377
Набор второго шланга слюноотсоса	1.001.4418
Фиксатор шлангов ассистента на роликах	1.002.3617
Набор селективных клапанов для шлангов слюноотсоса и пылесоса	1.008.0608
Набор подноса для ассистента (кронштейн для подноса + один стандартный поднос)	1.000.0894 +0.228.3016
Сервисный бокс для пациента	1.002.1067
Набор установки сепаратора Durr CS1	1.008.0610
Набор для ежегодного техобслуживания	1.010.7975
Дезинфицирующее средство Dekaseptol Gel (набор из 3-х бутылок с дозатором)	1.000.7204
Дезинфицирующее средство Dekaseptol Gel (канистра 6 L)	1.000.7205
Дозатор для дезинфицирующего геля DEKASEPTOL дозатор для бутылки 1 л	1.000.7206
Дозатор для дезинфицирующего геля DEKASEPTOL дозатор для емкости 6 л	0.224.6876