



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 августа 2024 года № РЗН 2024/23405

На медицинское изделие

**Система рентгеновская стоматологическая интраоральная DVAS**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**Общество с ограниченной ответственностью "НЭЙТИВ МЕДИКАЛ"**

(ООО "НЭЙТИВ МЕДИКАЛ"), Россия,

127018, Москва, ул. Полковная, д. 16, оф.12

Производитель

**"ДЖЕНОРЭЙ КО., ЛТД.", Корея,**

**GENORAY CO., LTD., Sangdaewon-dong, Byucksan Technopia, 512, 560, Dunchon-  
daero, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea**

Место производства медицинского изделия

**GENORAY CO., LTD., Sangdaewon-dong, Byucksan Technopia, 512, 560, Dunchon-  
daero, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea**

Номер регистрационного досье № РД-61724/110515 от 21.03.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 26

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической  
деятельности 26.60.11.114

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 2 листах

приказом Росздравнадзора от 19 августа 2024 года № 4715  
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**А.В. Самойлова**

0076946

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 августа 2024 года № РЗН 2024/23405

Лист 1

На медицинское изделие

**Система рентгеновская стоматологическая интраоральная DVAS,**  
варианты исполнения:

I. Система рентгеновская стоматологическая интраоральная DVAS, вариант исполнения DVAS-C с креплением к полу:

1. Моноблок рентгеновский: генератор рентгеновский GMT-018, рентгеновская трубка D-045 S с панелью управления и ручкой - 1 шт.

2. Тубус 200 мм - 1 шт.

3. Штатив стационарный:

- Поворотное плечо:

- Спинка:

- Опора-штатив:

- Кресло-пациента:

- Основание.

4. Кнопка-экспозиции (выносная) GHS-101 - 1 шт.

5. Коллиматор DP-1L размером 15 мм x 15 мм с круглым отверстием (шторкой) 013,5мм - 1 шт.

6. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

II. Система рентгеновская стоматологическая интраоральная DVAS, вариант исполнения DVAS-M с креплением на подвижном основании:

1. Моноблок рентгеновский: генератор рентгеновский GMT-018, рентгеновская трубка D-045S с панелью управления и ручкой - 1 шт.

2. Тубус 200 мм - 1 шт.

3. Штатив подвижной:

- Поворотное плечо - 1 шт.;

- Рукоятка - 1 шт.;

- Опора-штатив - 1 шт.;

- Основание - 1 шт.;

- Колеса - 4 шт.

4. Кнопка-экспозиции (выносная) GHS-101 - 1 шт.

5. Коллиматор DP-1L размером 15 мм x 15 мм с круглым отверстием (шторкой) 013,5мм - 1 шт.

6. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

III. Система рентгеновская стоматологическая интраоральная DVAS, вариант исполнения DVAS-W с креплением к стене.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0146413



**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 августа 2024 года № РЗН 2024/23405

Лист 2

1. Моноблок рентгеновский: генератор рентгеновский GMT-018, рентгеновская трубка D-045S с панелью управления и ручкой - 1 шт.
2. Тубус 200 мм - 1 шт.
3. Штатив настенный:
  - Удлинительный рычаг - 1 шт.;
  - Поворотное плечо - 1 шт.;
  - Основание - 1 шт.;
  - Светодиодный индикатор - 1 шт.
4. Кнопка-экспозиции (выносная) GHS-101 - 1 шт.
5. Коллиматор DP-1L размером 15 мм x 15 мм с круглым отверстием (шторкой) 013,5мм - 1 шт.
6. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0146412