

# fläsh.

Совершенное отбеливание.

**WHITEsmile®**  
**25**  
YEARS - QUALITY  
Made in Germany

[flaesh.com](http://flaesh.com)





# fläsh.

Совершенное отбеливание.

## Залог успеха вашей клиники

Последние исследования показывают, что 85% людей хотели бы иметь более светлые зубы. С другой стороны, не все пациенты имеют представление о том, что эстетики можно добиться при помощи отбеливания, избежав инвазивного вмешательства.

Современная стоматология позволяет создавать идеальные реставрации, максимально приближенные к естественной, природной физиологии пациента. Высокотехнологичное протезирование и восстановление, художественные реставрации, ортодонтическое лечение с использованием прозрачных систем, позволяет большему числу взрослых людей получить естественную улыбку с ровными зубами.

Сочетайте эти процедуры с отбеливанием зубов **fläsh**, и ваши пациенты получат еще больше удовольствия от белоснежной улыбки!


Ваша клиника может продемонстрировать еще больше возможностей и стать для пациентов **Центром идеальных улыбок**.

## Почему fläsh?

**WHITEsmile** – немецкая компания, специализирующаяся на отбеливании зубов более 25 лет.

Эргономичное управление, безопасное применение и точное позиционирование – гарантируют отличные результаты системы **fläsh**.

**WHITEsmile**<sup>®</sup>  
**25**  
YEARS - QUALITY  
Made in Germany



# fläsh.

## Лампа для отбеливания

### Легкое управление – безопасные процедуры


- Новейшая высокопроизводительная светодиодная технология с интенсивным сфокусированным световым спектром и видимым синим светом.
- Срок службы светодиодов более 10 000 применений.
- Эргономичное управление благодаря системе Easy lock – позволяет идеально расположить аппарат перед пациентом.
- Специальные настройки для чувствительных зубов и отбеливания одного зуба.
- Возможность варьирования мощности светового потока.
- Оптимальные результаты с отбеливающим гелем **fläsh** для клинического отбеливания, на 7-8 оттенков светлее от исходного цвета.
- Безопасная рабочая температура.

### Система

- Отбеливающая лампа **fläsh**, высокоэффективная светодиодная LED технология, световой спектр 465 нМ, 190 мВт/см<sup>2</sup>, 100-240 В
- 3 пары защитных очков
- Система учета рабочего времени для отбеливающего геля **fläshcard**



3 высокоэффективных  
светодиода




Точное  
позиционирование  
Регулируемая  
система легкой  
фиксации

Иновационная  
система fläshcard


## Полноцветный сенсорный экран

### Программы отбеливания


Постоянное, импульсное  
отбеливание одного зуба



Виртуальные инструкции непосредственно  
на устройстве



Определение достигнутых  
оттенков отбеливания



### fläshcard

Система управления  
временем



### Видео

Лечение – шаг за шагом  
[www.fläsh.com](http://www.fläsh.com)



CE

# fläsh.

## Система светового отбеливания

### Разработано со специалистами – идеальные результаты

fläsh – система клинического светового отбеливания.

- В состав геля для отбеливания входят пигменты активного хлорофилла, которые позволяют контролировать индикацию цвета геля под действием лампы.
- Основное действующее вещество 32% перекись водорода. Эффективное отбеливание за 3-4 сеанса по 15 минут за один прием.
- Простое позиционирование, контроль мощности светового потока для отбеливания зубов с высокой чувствительностью.
- Возможность проводить процедуру на ограниченном участке или одиночном зубе.
- Лечение может быть усилено последующим использованием геля для домашнего отбеливания fläsh.



Зеленый гель для точного нанесения



Точное позиционирование световода на губном ретракторе



Гибкие губные ретракторы для легкого введения в рот пациента.

**Новинка:** выпускается также в маленьком размере.

### Клиническое отбеливание Набор на 2 пациента

- Гели отбеливающие 32% НР 4 г – 2 шт.
- Коффердамы жидкие для защиты десен 1,5 г – 2 шт.
- Муссы после отбеливания 1,2 мл – 2 шт.
- Ретракторы для губ, автоклавируемые – 2 шт.
- Бальзам для губ с витамином Е 0,4 мл – 2 шт.
- Типсы – 8 шт.
- fläshcard на 120 мин.
- Шкала оттенков

### Клиническое отбеливание Набор на 6 пациентов

- Гели отбеливающие 32% НР 4 г – 6 шт.
- Коффердамы жидкие для защиты десен 1,5 г – 6шт.
- Муссы после отбеливания 1,2 мл – 6шт.
- Ретракторы для губ – 6шт.
- Бальзам для губ с витамином Е 0,4 мл – 6 шт.
- Типсы – 24 шт.
- fläshcard на 360 мин.
- Шкала оттенков



# fläsh.

## Система домашнего отбеливания

### С изготовленными в лаборатории индивидуальными капями

Гель домашний отбеливающий, 3 мл в шприцах

- Мусс после отбеливания для десенсибилизации и реминерализации
- Отбеливающие пленки
- Светоотверждаемый блокатор для нанесения на модель зуба
- Концентрация: 16% CP (~ 5,6% HP) для применения ночью или днем

CP = пероксид карбамида

HP = пероксид водорода

Для пациентов старше 18 лет.



# fläsh.


## Отбеливающая зубная паста Уход и восстановление

Интенсивный уход для белизны зубов с 30% ксилита и 15% гидроксилапатита

Отбеливающая зубная паста **fläsh** – это идеальный уход для белизны зубов – до и после отбеливающих процедур. Предназначена для ежедневного использования. Даже для чувствительных зубов. Укрепляет эмаль благодаря 15% гидроксилапатита.

Двойная защита от кариеса благодаря фториду натрия и высокому содержанию ксилита. Неабразивная.

- 11100 ppm фторида натрия, 30% ксилита, 15% гидроксилапатита.
- Без SLS. Без триклозана. Без отбеливающих компонентов.
- Вкус: лайм-мята, 75 мл.





## Эстетическая стоматология

### Лучшая интеграция в вашей клинике

Отбеливание зубов сегодня является важной частью эстетической стоматологии. Для того чтобы интегрировать его в свою клинику, есть несколько рекомендаций, которые могут быть полезны:

#### **Обучение персонала:**

Отбеливающая лампа **fläsh** оснащена функцией управляемого лечения, которая легко проводит процедуру. На сайте [flaesh.com](http://flaesh.com) также есть видео с пошаговой инструкцией. Начните с отбеливания зубов ваших сотрудников, что создаст пример отбеливания в вашей клинике.

#### **Повысьте осведомленность пациентов о вашей услуге отбеливания:**

Большинство пациентов приходят не только для того, чтобы пройти процедуру отбеливания. Команда клиники и стоматолог легко могут предложить пациентам возможность получить идеально белую улыбку в сочетании с другими стоматологическими процедурами.

#### **Отбеливание делает вашу великолепную работу еще более заметной:**

Реклама естественно выглядящих результатов имплантации и великолепной ортодонтической работы наиболее эффективна при использовании фотографий «до и после». Сочетание результатов стоматологической работы с отбеливанием зубов еще более эффективно и может быть представлено в социальных сетях.

# fläsh.

## Обзор продукции



### Отбеливающая лампа fläsh

1 x Отбеливающая лампа / 3 x Защитные очки / 1 x Акриловая рекламная табличка,  
60 x 60 см

### Система fläsh для светового отбеливания в кабинете 32% HP Набор на 2 пациентов, 32% HP, 4 г

2 x Гели отбеливающие 32% HP 4 г, 2 x Коффердамы жидкие для защиты десен 1,5 г / 2 x Муссы после отбеливания 1,2 мл, 2 x Ретракторы для губ, автоклавируемые / 2 x Бальзам для губ с витамином Е 0,4 мл / 8 x Типсы / fläshcard на 120 мин  
Шкала оттенков

32% HP: Медицинское отбеливание зубов только по медицинским показаниям



### Система fläsh для светового отбеливания в кабинете 32% HP Набор на 6 пациентов, 32% HP, 4 г

6 x Гели отбеливающие 32% HP 4 г, 6 x Коффердамы жидкие для защиты десен 1,5 г / 6 x Муссы после отбеливания 1,2 мл, 6 x Ретракторы для губ, автоклавируемые / 6 x Бальзам для губ с витамином Е 0,4 мл / 24 x Типсы / fläshcard на 360 мин  
Шкала оттенков

32% HP: Медицинское отбеливание зубов только по медицинским показаниям

### Система flash для домашнего отбеливания Набор на 1 пациента, 4 x гель, 16% CP, 3 мл

1 x Мусс после отбеливания 3 мл  
2 x Фольга / 1 x Блокиратор / 1 x индивидуальный контейнер для капли

Косметическое отбеливание зубов



### Отбеливающая зубная паста fläsh

75 мл, 30% Ксилит, 15% Гидроксилapatит  
Вкус: лайм-мята



Изображения продукции могут отличаться.