



Выписка
из Государственного реестра медицинских изделий и организаций
(индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и
изготовление медицинских изделий, по состоянию на 16:39 07.04.2026 г.

(сформирована на интернет-портале Росздравнадзора)

1. Уникальный номер реестровой записи: 198163;
 2. Статус: Действует;
 3. Регистрационный номер медицинского изделия: Г004-00110-00/04737717 (ЕРУЛ - Г004-00110-00/04737717);
 4. Дата первичной государственной регистрации медицинского изделия: 07.04.2026;
 5. Дата внесения изменений в медицинское изделие: ;
 6. Период действия версии: с 07.04.2026;
 7. Срок действия регистрационного удостоверения: Бессрочно;
 8. Наименование медицинского изделия: Автоклав MELAG
Модели:
Автоклав MELAG Vacuclave 118, в составе:
 1. Автоклав Vacuclave 118 – 1 шт.
 2. Лотки для стерилизации 29 × 19 см (при необходимости) – не более 20 шт.
 3. Держатель А Plus Short (при необходимости) – не более 1 шт.
 4. Рукоятка для выемки лотков – не более 2 шт.
 5. Заглушки для боковой стенки – не более 4 шт.
 6. Шланг для опорожнения – не более 2 шт.
 7. Сетевой кабель – 1 шт.
 8. Инструмент для аварийного открывания дверцы вручную – 1 шт.
 9. Ремни для переноски – не более 4 шт.
 10. Руководство по эксплуатации – 1 экз.
 11. Гарантийный талон – 1 экз.
 12. Сертификат заводских испытаний – 1 шт.
- Принадлежности:

1. Пылевой фильтр - не более 100 шт.
2. Стерильный фильтр - не более 100 шт.
3. Сетевой кабель – не более 2 шт.

Автоклав MELAG Vacuclave 123, в составе:

1. Автоклав Vacuclave 123 – 1 шт.
2. Лотки для стерилизации 42 x 19 см (при необходимости) – не более 20 шт.
3. Держатель A Plus Long (при необходимости) – не более 1 шт.
4. Рукоятка для выемки лотков – не более 2 шт.
5. Заглушки для боковой стенки – не более 4 шт.
6. Шланг для опорожнения – не более 2 шт.
7. Сетевой кабель – 1 шт.
8. Инструмент для аварийного открывания дверцы вручную – 1 шт.
9. Ремни для переноски – не более 4 шт.
10. Руководство по эксплуатации - 1 экз.
11. Гарантийный талон – 1 экз.
12. Сертификат заводских испытаний – 1 шт.

Принадлежности:

1. Пылевой фильтр - не более 100 шт.
2. Стерильный фильтр - не более 100 шт.
3. Сетевой кабель – не более 2 шт.

Автоклав MELAG Vacuclave 318, в составе:

1. Автоклав Vacuclave 318 – 1 шт.
2. Лотки для стерилизации 29 × 19 см (при необходимости) – не более 20 шт.
3. Держатель A Plus Short (при необходимости) – не более 1 шт.
4. Рукоятка для выемки лотков – не более 2 шт.
5. Заглушки для боковой стенки – не более 4 шт.
6. Шланг для опорожнения – не более 2 шт.
7. Сетевой кабель – 1 шт.
8. Инструмент для аварийного открывания дверцы вручную – 1 шт.
9. Ремни для переноски – не более 4 шт.
10. Руководство по эксплуатации - 1 экз.
11. Гарантийный талон – 1 экз.
12. Сертификат заводских испытаний – 1 шт.

Принадлежности:

1. Пылевой фильтр - не более 100 шт.
2. Стерильный фильтр - не более 100 шт.
3. Сетевой кабель – не более 2 шт.

Автоклав MELAG Vacuclave 323, в составе:

1. Автоклав Vacuclave 323 – 1 шт.

2. Лотки для стерилизации 42 x 19 см (при необходимости) – не более 20 шт.
3. Держатель A Plus Long (при необходимости) – не более 1 шт.
4. Рукоятка для выемки лотков – не более 2 шт.
5. Заглушки для боковой стенки – не более 4 шт.
6. Шланг для опорожнения – не более 2 шт.
7. Сетевой кабель – 1 шт.
8. Инструмент для аварийного открывания дверцы вручную – 1 шт.
9. Ремни для переноски – не более 4 шт.
10. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
11. Гарантийный талон – 1 экз.
12. Сертификат заводских испытаний – 1 шт.

Принадлежности:

1. Пылевой фильтр - не более 100 шт.
2. Стерильный фильтр - не более 100 шт.
3. Сетевой кабель – не более 2 шт.

Автоклав MELAG Vacuclave 550, в составе:

1. Автоклав Vacuclave 550 - 1 шт.
2. Лотки для стерилизации 41× 29 см (при необходимости) – не более 20 шт.
3. Лотки для стерилизации 29 × 19 см (при необходимости) – не более 20 шт.
4. Лотки для стерилизации 42 ×19 см (при необходимости) – не более 20 шт.
5. Держатель Basic (при необходимости) – не более 1 шт.
6. Держатель Comfort (при необходимости) – не более 1 шт.
7. Выдвижная полка (при необходимости) – не более 2 шт.
8. Рукоятка для выемки лотков – не более 2 шт.
9. Сетевой кабель - 1 шт.
10. Шланг для опорожнения – не более 2 шт.
11. Гарантийный талон - 1 экз.
12. Сертификат заводских испытаний – 1 шт.
13. Торцевой шестигранный ключ для аварийного открытия дверцы – не более 2 шт.
14. Контрольный калибр TR20 для запорной гайки дверцы – не более 2 шт.
15. Ручки для переноски – не более 4 шт.
16. Масло MELAG для гайки замка дверцы (при необходимости) – 1 шт.
17. Перепускной клапан (при необходимости) – не более 2 шт.
18. Материал для монтажных работ – 1 шт., в составе:
 - 18.1. Адаптер холодной воды 3/4" на 1/4"
 - 18.2. Ввинчивающийся фитинг 1/4" на шланг 6/4 мм
 - 18.3. Адаптер для сточных вод G1/4" внутренняя резьба
 - 18.4. Резьбовое соединение с 1/4"
 - 18.5. Медное уплотнение для наружной резьбы 1/4"
 - 18.6. Шланг ПТФЭ 8/6 мм 2,5 м

Принадлежности:

1. Пылевой фильтр - не более 100 шт.
2. Стерильный фильтр - не более 100 шт.
3. Сетевой кабель – не более 2 шт.

9. Наименование организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТМЕДСЕРВИС";

10. Место нахождения организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: 141407, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ХИМКИ, УЛ. ГОРШИНА, Д. 6, К. 1, ЭТАЖ 1 ПОМ 004 КОМ 3;

11. Юридический адрес организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: 141407, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ХИМКИ, УЛ. ГОРШИНА, Д. 6, К. 1, ЭТАЖ 1 ПОМ 004 КОМ 3;

12. Наименование организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: MELAG Medizintechnik GmbH & Co. KG («МЕЛАГ Медицинтехник ГмбХ&Ко. КГ»);

13. Место нахождения организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: Geneststraße 6-10, 10829 Berlin, Germany;

14. Юридический адрес организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: Geneststraße 6-10, 10829 Berlin, Germany;

15. Страна организации - производителя медицинского изделия или организации - изготовителя медицинского изделия: Германия;

16. ОКП/ОКПД2: 32.50.12.190;

17. Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 2а;

18. Назначение медицинского изделия, установленное производителем: Автоклав предназначен для стерилизации насыщенным паром под давлением (паровой стерилизации) неупакованных и упакованных медицинских изделий, инструментов и материалов, не чувствительных к воздействию высоких температур, воды или пара с последующей сушкой при номинальной температуре 121 °С или 134 °С и которые в рамках лечебного процесса могут контактировать с кровью или биологическими жидкостями.;

19. Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 330780;

20. Адрес места производства или изготовления медицинского изделия: MELAG Medizintechnik GmbH & Co. KG, Geneststraße 6-10, 10829 Berlin, Germany.;

21. Сведения о взаимозаменяемых медицинских изделиях: ;

22. Модели медицинского изделия:

Код вида	Наименование модели
330780	Автоклав MELAG Vacuclave 550, в составе:
330780	Автоклав MELAG Vacuclave 323, в составе:
330780	Автоклав MELAG Vacuclave 318, в составе:
330780	Автоклав MELAG Vacuclave 123, в составе:
330780	Автоклав MELAG Vacuclave 118, в составе:

Выписка сформирована на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в сети Интернет: <https://roszdravnadzor.gov.ru/>.

